

# TUBOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO

## USO

Química clínica,  
serología, hormonas,  
inmunología

Coagulación y  
dímero D

Hematología y banco  
de sangre

Química clínica,  
electrolitos, estudio  
linfocitos

Lactato y ácido  
láctico

VHS

## ADITIVO

Factor activador del  
coágulo



Gel separador y  
activador de  
coagulación



Citrato de sodio 3.2%



EDTA K2



Heparina de litio o  
heparina de sodio



Fluoruro de sodio u  
oxalato de potasio



Citrato de sodio 3.8%

