

Técnica administración Heparina Bajo Peso Molecular (HBPM)

El aumento del uso de la heparina de bajo peso molecular por sobre la de tipo fraccionada para el tratamiento preventivo en enfermedades trombóticas ha demostrado ser de mayor efectividad y seguridad, por lo que se ha instaurado como un procedimiento de uso frecuente en la atención de salud. El correcto desarrollo de la técnica, de acuerdo a los diferentes estudios basados en evidencia, permiten tener excelentes resultados finales para el paciente.

Tomar un pliegue sin soltar hasta terminar el procedimiento.




Introducir aguja en vertical.



Al retirar la aguja no comprimir la zona con tórula



¿Qué áreas?



Vía subcutánea